

Электро- и ультразвуковая терапия



Soleo line

Zimmer

SOLEO LINE

SOLEO LINE

Ультразвуковая, электро- и комбинированная терапия

Soleo Sono, Soleo Galva и Soleo SonoStim

– это три инновационных, мощных и очень простых в использовании терапевтических устройства серии SoleoLine. Благодаря своему небольшому размеру они идеально подходят для мобильного использования. Как в клинике, так и при вызовах доктора на дом или на спортивных мероприятиях – аппараты можно использовать везде, где находятся ваши пациенты.

Аппараты чрезвычайно просты в использовании:

- большой, цветной дисплей включается одним нажатием кнопки;
- простой выбор программы по цели лечения;
- интуитивно понятное меню навигации.



Экспертное решение любой медицинской проблемы

Удобно и понятно представленные на экране рекомендуемые программы лечения различных заболеваний всегда в распоряжении терапевта.

Созданы специально для вашей терапевтической практики

- Стартовые настройки программы выполнены так, чтобы экономить драгоценное время терапии.
- Предустановленные программы можно изменить и сохранить для конкретного пациента.
- Индивидуальные настройки сохраняются на SD карту.

Комплексный дизайн нового поколения Soleoline сочетает эстетичность с функциональностью, эргономичностью и длительным сроком службы.

Просто прекрасен

Гладкий корпус и эффектный стеклянный экран действительно выделяют аппараты Soleo Sono, Soleo Galva и Soleo SonoStim из всех других аппаратов, используемых в вашей практике.

Прекрасно прост

Дизайн пользовательского интерфейса нового поколения аппаратов Soleoline был изменен так, чтобы быть интуитивно понятным. Работа с любым приложением доставляет удовольствие.

Интеллектуальный дизайн

устанавливает новые стандарты



SOLEO SONO

Soleo Sono сочетает в себе классические возможности современной ультразвуковой терапии с новой методикой SonoSwing.

Для лечения любого типа боли

Эргономичная ультразвуковая головка может работать на двух частотах: 0,8 МГц (для глубокого проникновения) и 2,4 МГц (для поверхностной терапии).

Уникальный

Запатентованный метод SonoSwing позволяет регулировать обе частоты в процентном отношении. Благодаря такой настройке вы можете выбрать глубину проникновения волны в каждом конкретном случае.

Экономичный по времени и безопасный

- Выбор программы лечения на основе симптомов;
- Рекомендуемые программы лечения для более 50 симптомов;
- Возможность сохранить до 120 наиболее часто используемых и индивидуально настроенных программ.

Новое измерение
ультразвуковой терапии

Полный спектр современной электротерапии

Soleo Galva предлагает широкий спектр процедур благодаря разнообразным типам токов и программам, специально разработанным для спортивной и мышечной реабилитации.

Два канала

Разнообразные возможности работы в 2-х канальном режиме расширяют спектр терапевтических процедур. Каналы могут работать параллельно: 1 программа / 2 канала; поочередно: 2 программы / 2 канала.

Спортивные программы

Дополнительные специальные типы токов и программ позволяют расширить возможности аппарата для спортивной физиотерапии.

VacoS: электротерапия и вакуумный массаж Модуль VacoS предназначен для вакуумной аппликации электродов. Вашим пациентам обязательно понравится терапевтический эффект от вакуумного массажа во время электротерапии.



SOLEO GALVA

SOLEO SONOSTIM

SOLEO SONOSTIM

Ультразвук и электротерапия в едином комплексе

Аппарат Soleo SonoStim выполняет все те же операции, что и Soleo Sono и Soleo Galva, что позволяет объединить ультразвуковую терапию с электротерапией. Инновационная технология и более 300 показаний к применению позволяют широко использовать этот мобильный и высокотехнологичный аппарат в физиотерапии.



Синхронная терапия

Одновременное использование электротерапии с ультразвуком усиливает их терапевтический эффект.

Сочетание ультразвука и электротерапии несложно в использовании.

Благодаря возможности регулирования обеих частот можно настроить оптимальную глубину проникновения тепла.

Высокоэффективная терапия

Технические характеристики

Комбинированная терапия

Общие характеристики

Электротерапия

Каналы

Программы

SonoStim

2 канала, работающих независимо (программы, интенсивность, параметры).

Более 120 программ с описанием рекомендаций по лечению

Ультразвуковая терапия

Ультразвуковая головка

SonoStim

1 канал для 5 см² мультислотной водонепроницаемой УЗ головки, (1 см² как дополнительная опция)

0.8 МГц - глубинный эффект / 2.4 МГц - поверхностный эффект 3 В/см² для УЗ головки 5 см²

Более 50 готовых программ лечения

Объем SD карты памяти

Габариты

120 наиболее часто используемых программ

326 мм x 134 мм x 243 мм / 2,1 кг

Принадлежности Vaso

Режим работы

Управление

Габариты

VasoS для SonoStim

Постоянный или импульсный

Через сенсорный экран

322 мм / 234 мм / 130 мм / 3 кг

